

HIP
Knee
Medikal
Ürün
Katalogu



Dağıtıcı Firma
Pro
Implant

Üretici Firma: HipKnee Medikal San. Tic. Ltd. Şti.

www.hipknee.com.tr

info@hipknee.com.tr

+90 232 325 2323

10016. Sk. No:20 A.O.S.B. Çiğli - İzmir/TÜRKİYE



KNEE SYSTEMS



ProKnee



CR Bağ Koruyan Femoral Komponent - Çimentolu

Materyal
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik

Anatomik yapıda derin Patella oluğuna ve Yuvarlanma yüzeyi yüksek fleksiyon açısına müsaade eden bir yapıya sahiptir.

Ürün Kodu		Ölçü
Sağ	Sol	
PK-11031-R66	PK-11031-L66	Boyut 2
PK-11031-R68	PK-11031-L68	Boyut 2.5
PK-11031-R70	PK-11031-L70	Boyut 3
PK-11031-R72	PK-11031-L72	Boyut 3.5
PK-11031-R74	PK-11031-L74	Boyut 4
PK-11031-R76	PK-11031-L76	Boyut 4.5

CR Bağ Koruyan Femoral Komponent - Çimentosuz

Materyal
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik

Anatomik yapıda derin Patella oluğuna ve Yuvarlanma yüzeyi yüksek fleksiyon açısına müsaade eden bir yapıya sahiptir.

Ürün Kodu		Ölçü
Sağ	Sol	
PK-11032-R66	PK-11032-L66	Boyut 2
PK-11032-R68	PK-11032-L68	Boyut 2.5
PK-11032-R70	PK-11032-L70	Boyut 3
PK-11032-R72	PK-11032-L72	Boyut 3.5
PK-11032-R74	PK-11032-L74	Boyut 4
PK-11032-R76	PK-11032-L76	Boyut 4.5



PS Bağ Kesen Femoral Komponent - Çimentolu

Materyal
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik

Anatomik yapıda derin Patella oluğuna ve Yuvarlanma yüzeyi yüksek fleksiyon açısına müsaade eden bir yapıya sahiptir.

Ürün Kodu		Ölçü
Sağ	Sol	
PK-11021-R66	PK-11021-L66	Boyut 2
PK-11021-R68	PK-11021-L68	Boyut 2.5
PK-11021-R70	PK-11021-L70	Boyut 3
PK-11021-R72	PK-11021-L72	Boyut 3.5
PK-11021-R74	PK-11021-L74	Boyut 4
PK-11021-R76	PK-11021-L76	Boyut 4.5

PS Bağ Kesen Femoral Komponent - Çimentosuz

Materyal
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik

Anatomik yapıda derin Patella oluğuna ve Yuvarlanma yüzeyi yüksek fleksiyon açısına müsaade eden bir yapıya sahiptir.

Ürün Kodu		Ölçü
Sağ	Sol	
PK-11023-R66	PK-11023-L66	Boyut 2
PK-11023-R68	PK-11023-L68	Boyut 2.5
PK-11023-R70	PK-11023-L70	Boyut 3
PK-11023-R72	PK-11023-L72	Boyut 3.5
PK-11023-R74	PK-11023-L74	Boyut 4
PK-11023-R76	PK-11023-L76	Boyut 4.5



Rotasyonel (Mobil) Tibial Komponent - Çimentolu

Materyal	Ürün Kodu	Ölçü
CoCrMo ALAŞIMI		
Özellik Insert temas yüzeyi high polish olarak parlatılmış olup; insert hareketi full rotasyonel özelliğe sahiptir.	PK-11041-66	Boyut 2
	PK-11041-68	Boyut 2.5
	PK-11041-70	Boyut 3
	PK-11041-72	Boyut 3.5
	PK-11041-74	Boyut 4
	PK-11041-76	Boyut 4.5


Rotasyonel (Mobil) Tibial Komponent - Çimentosuz

Materyal	Ürün Kodu	Ölçü
CoCrMo ALAŞIMI		
Özellik Insert temas yüzeyi high polish olarak parlatılmış olup; insert hareketi full rotasyonel özelliğe sahiptir.Kaplama yüzeyi HAP kaplıdır.	PK-11042-66	Boyut 2
	PK-11042-68	Boyut 2.5
	PK-11042-70	Boyut 3
	PK-11042-72	Boyut 3.5
	PK-11042-74	Boyut 4
	PK-11042-76	Boyut 4.5




Patellar Komponent

Materyal	Ürün Kodu	Ölçü
UHMW-PE		
Özellik Femur temas yüzeyi konkav olarak anatomik ve 3 pegli yapıdadır.	PK-2131-26	Boyut 26
	PK-2131-28	Boyut 28
	PK-2131-30	Boyut 30
	PK-2131-32	Boyut 32
	PK-2131-34	Boyut 34




Tibia Uzatma Stem

Materyal	Ürün Kodu	Ölçü
Titanyum		
Özellik Uzatma stem 4 ayrı uzunluğa sahiptir.	PK-3114-40	40 mm
	PK-3114-60	60 mm
	PK-3114-75	75 mm



CR -Bağ Koruyan Rotasyonel Tibial Insert

Materyal	Ürün Kodu	Ölçü
UHMW-P		
Özellik Femur temas yüzeyi Hyper fleksiyone izin veren yapıdadır.High Cross Link malzeme seçeneği mevcuttur.	PK-2134-208	Boyut 2-2,5/8 mm
	PK-2134-210	Boyut 2-2,5/10 mm
	PK-2134-212	Boyut 2-2,5/12 mm
	PK-2134-214	Boyut 2-2,5/14 mm
	PK-2134-216	Boyut 2-2,5/16 mm
	PK-2134-308	Boyut 3-3,5/8 mm
	PK-2134-310	Boyut 3-3,5/10 mm
	PK-2134-312	Boyut 3-3,5/12 mm
	PK-2134-314	Boyut 3-3,5/14 mm
	PK-2134-316	Boyut 3-3,5/16 mm
	PK-2134-408	Boyut 4-4,5/8 mm
	PK-2134-410	Boyut 4-4,5/10 mm
	PK-2134-412	Boyut 4-4,5/12 mm
	PK-2134-414	Boyut 4-4,5/14 mm
	PK-2134-416	Boyut 4-4,5/16 mm



PS - Bağ Kesen Rotasyonel Tibial Insert

Ölçü	Ürün Kodu	Materyal
		UHMW-PE
Özellik Femur temas yüzeyi Hyper fleksiyone izin veren yapıdadır.High Cross Link malzeme seçeneği mevcuttur.	PK-2132-2508	
	PK-2132-2510	
	PK-2132-2512	
	PK-2132-2514	
	PK-2132-2516	
	PK-2132-308	
	PK-2132-310	
	PK-2132-312	
	PK-2132-314	
	PK-2132-316	
	PK-2132-408	
	PK-2132-410	
	PK-2132-412	
	PK-2132-414	
	PK-2132-416	

PROKNEE PLUS SYSTEMS



PS Bağ Kesen Femoral Komponent

Materyal
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik

Anatomik yapıda derin Patella oluğuna ve Yuvarlanma yüzeyi yüksek fleksiyon açısına müsaade eden bir yapıya sahiptir.

Ürün Kodu

Sağ

Sol

Ölçü

PK-11021-R66+
PK-11021-R68+
PK-11021-R70+
PK-11021-R72+
PK-11021-R74+
PK-11021-R76+
PK-11021-R78+

PK-11021-L66+
PK-11021-L68+
PK-11021-L70+
PK-11021-L72+
PK-11021-L74+
PK-11021-L76+
PK-11021-L78+

Boyut 2
Boyut 2.5
Boyut 3
Boyut 3.5
Boyut 4
Boyut 4.5
Boyut 5



CR Bağ Koruyan Femoral Komponent

Materyal
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik

Anatomik yapıda derin Patella oluğuna ve Yuvarlanma yüzeyi yüksek fleksiyon açısına müsaade eden bir yapıya sahiptir.

Ürün Kodu

Sağ


Sol

Ölçü

PK-11031-R66+
PK-11031-R68+
PK-11031-R70+
PK-11031-R72+
PK-11031-R74+
PK-11031-R76+
PK-11031-R78+

PK-11031-L66+
PK-11031-L68+
PK-11031-L70+
PK-11031-L72+
PK-11031-L74+
PK-11031-L76+
PK-11031-L78+

Boyut 2
Boyut 2.5
Boyut 3
Boyut 3.5
Boyut 4
Boyut 4.5
Boyut 5



Tibia Uzatma Stem

Materyal
Titanyum

Özellik

Uzatma stem 4 ayrı uzunluğa sahiptir.

Ürün Kodu

Ölçü

PK-3114-40
PK-3114-60
PK-3114-75

40 mm
60 mm
75 mm



Patellar Komponent

Materyal
UHMW-PE

Özellik

Femur temas yüzeyi konkav olarak anatomik ve 3 pegli yapıdadır.

Ürün Kodu

Ölçü

PK-2131-26
PK-2131-28
PK-2131-30
PK-2131-32
PK-2131-34

Boyut 26
Boyut 28
Boyut 30
Boyut 32
Boyut 34



Rotasyonel (Mobil) Tibial Komponent

Materyal
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik

Insert temas yüzeyi high polish olarak parlatılmış olup; insert hareketi full rotasyonel özelliğe sahiptir.

Ürün Kodu

Ölçü

PK-11041-66+
PK-11041-68+
PK-11041-70+
PK-11041-72+
PK-11041-74+
PK-11041-76+
PK-11041-78+

Boyut 2
Boyut 2.5
Boyut 3
Boyut 3.5
Boyut 4
Boyut 4.5
Boyut 5



Sabit Tibial Komponent

Materyal
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik

Insert locking is done with Titanium Lock Bar.


Ürün Kodu

Ölçü

PK-11051-66
PK-11051-68
PK-11051-70
PK-11051-72
PK-11051-74
PK-11051-76
PK-11051-78

Boyut 2
Boyut 2.5
Boyut 3
Boyut 3.5
Boyut 4
Boyut 4.5
Boyut 5


ProKneePlus



CR - Baę Koruyan Rotasyonel (Mobil) Tibial

Materyal	Ürün Kodu	Ölçü
UHMW-PE	PK-2135-208	Boyut 2-2.5/8mm
	PK-2135-210	Boyut 2-2.5/10mm
	PK-2135-212	Boyut 2-2.5/12mm
	PK-2135-214	Boyut 2-2.5/14mm
	PK-2135-216	Boyut 2-2.5/16mm
	PK-2135-308	Boyut 3-3.5/8mm
	PK-2135-310	Boyut 3-3.5/10mm
	PK-2135-312	Boyut 3-3.5/12mm
	PK-2135-314	Boyut 3-3.5/14mm
	PK-2135-316	Boyut 3-3.5/16mm
	PK-2135-408	Boyut 4-4.5/8mm
	PK-2135-410	Boyut 4-4.5/10mm
	PK-2135-412	Boyut 4-4.5/12mm
	PK-2135-414	Boyut 4-4.5/14mm
	PK-2135-416	Boyut 4-4.5/16mm

Özellik
Femur temas yüzeyi
Hyper fleksiyone izin
veren yapıdadır.High
Cross Link malzeme
seçeneęi mevcuttur.



PS - Baę Kesen Rotasyonel (Mobil) Tibial Insert

Materyal	Ürün Kodu	Ölçü
UHMW-PE	PK-2133-208	Boyut 2-2.5/8mm
	PK-2133-210	Boyut 2-2.5/10mm
	PK-2133-212	Boyut 2-2.5/12mm
	PK-2133-214	Boyut 2-2.5/14mm
	PK-2133-216	Boyut 2-2.5/16mm
	PK-2133-308	Boyut 3-3.5/8mm
	PK-2133-310	Boyut 3-3.5/10mm
	PK-2133-312	Boyut 3-3.5/12mm
	PK-2133-314	Boyut 3-3.5/14mm
	PK-2133-316	Boyut 3-3.5/16mm
	PK-2133-408	Boyut 4-4.5/8mm
	PK-2133-410	Boyut 4-4.5/10mm
	PK-2133-412	Boyut 4-4.5/12mm
	PK-2133-414	Boyut 4-4.5/14mm
	PK-2133-416	Boyut 4-4.5/16mm

Özellik
Femur temas yüzeyi
Hyper fleksiyone izin
veren yapıdadır.High
Cross Link malzeme
seçeneęi mevcuttur.



CR - Baę Koruyan Sabit Tibial Insert

Ölçü	Ürün Kodu	Materyal
		UHMW-PE
Boyut 2-2.5/8mm	PK-2137-208	
Boyut 2-2.5/10mm	PK-2137-210	
Boyut 2-2.5/12mm	PK-2137-212	
Boyut 2-2.5/14mm	PK-2137-214	
Boyut 2-2.5/16mm	PK-2137-216	
Boyut 3-3.5/8mm	PK-2137-308	
Boyut 3-3.5/10mm	PK-2137-310	
Boyut 3-3.5/12mm	PK-2137-312	
Boyut 3-3.5/14mm	PK-2137-314	
Boyut 3-3.5/16mm	PK-2137-316	
Boyut 4-4.5/8mm	PK-2137-408	
Boyut 4-4.5/10mm	PK-2137-410	
Boyut 4-4.5/12mm	PK-2137-412	
Boyut 4-4.5/14mm	PK-2137-414	
Boyut 4-4.5/16mm	PK-2137-416	

Özellik
Femur temas yüzeyi
Hyper fleksiyone izin
veren yapıdadır.High
Cross Link malzeme
seçeneęi mevcuttur.



PS - Baę Kesen Sabit Tibial Insert

Ölçü	Ürün Kodu	Materyal
		UHMW-PE
Boyut 2-2.5/8mm	PK-2139-208	
Boyut 2-2.5/10mm	PK-2139-210	
Boyut 2-2.5/12mm	PK-2139-212	
Boyut 2-2.5/14mm	PK-2139-214	
Boyut 2-2.5/16mm	PK-2139-216	
Boyut 3-3.5/8mm	PK-2139-308	
Boyut 3-3.5/10mm	PK-2139-310	
Boyut 3-3.5/12mm	PK-2139-312	
Boyut 3-3.5/14mm	PK-2139-314	
Boyut 3-3.5/16mm	PK-2139-316	
Boyut 4-4.5/8mm	PK-2139-408	
Boyut 4-4.5/10mm	PK-2139-410	
Boyut 4-4.5/12mm	PK-2139-412	
Boyut 4-4.5/14mm	PK-2139-414	
Boyut 4-4.5/16mm	PK-2139-416	

Özellik
Femur temas yüzeyi
Hyper fleksiyone izin
veren yapıdadır.High
Cross Link malzeme
seçeneęi mevcuttur.

ProKneePlus



HIP SYSTEMS

ProHip



Standart Tip Kare Kesit Femoral Stem Dual Kaplama

Ölçü	Ürün Kodu		Materyal Titanyum Alaşımı CoCrMo ALAŞIMI
	TİTANYUM ALAŞIMI	CoCrMo ALAŞIMI	
Boyut -1	PH-31156-129	PH-11156-129	Özellik Cone 12/14 Ürünlerin üzeri Titanyum plasma Sprey yöntemiyle Titanyum tozu ve HAP kaplanmaktadır.
Boyut 0	PH-31156-132	PH-11156-132	
Boyut 1	PH-31156-136	PH-11156-136	
Boyut 2	PH-31156-140	PH-11156-140	
Boyut 3	PH-31156-144	PH-11156-144	
Boyut 4	PH-31156-148	PH-11156-148	
Boyut 5	PH-31156-153	PH-11156-153	
Boyut 6	PH-31156-157	PH-11156-157	
Boyut 7	PH-31156-164	PH-11156-164	
Boyut 8	PH-31156-168	PH-11156-168	
Boyut 9	PH-31156-179	PH-11156-179	
Boyut 10	PH-31156-181	PH-11156-181	



Revizyon Femoral Stem

Ölçü	Ürün Kodu		Materyal Titanyum Alaşımı
	TİTANYUM ALAŞIMI		
Boyut 2	PH-31166-200		Özellik Cone 12/14 Ürünlerin üzeri Titanyum plasma Sprey yöntemiyle Titanyum tozu ve HAP kaplanmaktadır.
Boyut 3	PH-31166-206		
Boyut 4	PH-31166-212		
Boyut 5	PH-31166-218		
Boyut 6	PH-31166-224		
Boyut 7	PH-31166-230		
Boyut 8	PH-31166-236		
Boyut 9	PH-31166-243		



Femoral Stem - Parlak Çimentolu

Ölçü	Ürün Kodu	Materyal CoCrMo ALAŞIMI
Boyut-1	PH-11151-01	Özellik Cone 12/14 Ürünlerin üzeri high polish yapılmaktadır.
Boyut-2	PH-11151-02	
Boyut-3	PH-11151-03	
Boyut-4	PH-11151-04	
Boyut-5	PH-11151-05	



Modüler Gövde

Materyal
Titanyum Alaşımı
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik
Cone 12/14 Ürünlerin
üzeri kumlama
yapılmaktadır

Ürün Kodu	Ölçü
PH-3125-42	Boyut 42
PH-3125-48	Boyut 48
PH-3125-58	Boyut 58
PH-3125-68	Boyut 68

Modüler Gövde Kilit Vidası

Materyal
Titanyum Alaşımı

Ürün Kodu	Ölçü
PH-3126-29	29 MM
PH-3126-35	35 MM
PH-3126-45	45 MM
PH-3126-55	55 MM



Modüler Tip Femoral Stem Dual Kaplama

Materyal
Titanyum Alaşımı
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik
Ürünlerin üzeri Titanyum
plasma Sprey
yöntemiyle
Titanyum tozu ve
HAP kaplanmaktadır

Ürün Kodu	TİTANYUM ALAŞIMI		Ölçü
	CoCrMo ALAŞIMI		
PH-31243-14212	PH-11243-14212		12X142
PH-31243-14213	PH-11243-14213		13X142
PH-31243-14214	PH-11243-14214		14X142
PH-31243-14215	PH-11243-14215		15X142
PH-31243-14216	PH-11243-14216		16X142
PH-31243-14217	PH-11243-14217		17X142
PH-31243-14218	PH-11243-14218		18X142
PH-31243-14219	PH-11243-14219		19X142
PH-31243-14220	PH-11243-14220		20X142
PH-31243-17212	PH-11243-17212		12X172
PH-31243-17213	PH-11243-17213		13X172
PH-31243-17214	PH-11243-17214		14X172
PH-31243-17215	PH-11243-17215		15X172
PH-31243-17216	PH-11243-17216		16X172
PH-31243-17217	PH-11243-17217		17X172
PH-31243-17218	PH-11243-17218		18X172
PH-31243-17219	PH-11243-17219		19X172
PH-31243-17220	PH-11243-17220		20X172
PH-31243-21212	PH-11243-21212		12X212
PH-31243-21213	PH-11243-21213		13X212
PH-31243-21214	PH-11243-21214		14X212
PH-31243-21215	PH-11243-21215		15X212
PH-31243-21216	PH-11243-21216		16X212
PH-31243-21217	PH-11243-21217		17X212
PH-31243-21218	PH-11243-21218		18X212
PH-31243-21219	PH-11243-21219		19X212
PH-31243-21220	PH-11243-21220		20X212



Kalkar Destekli Çimentosuz Femoral Stem

Ölçü	Ürün Kodu
10X25	PH-11182-10250
10X35	PH-11182-10350
10X45	PH-11182-10450
12X25	PH-11182-12250
12X35	PH-11182-12350
12X45	PH-11182-12450
14X25	PH-11182-14250
14X35	PH-11182-14350
14X45	PH-11182-14450
16X25	PH-11182-16250
16X35	PH-11182-16350
16X45	PH-11182-16450
18X25	PH-11182-18250
18X35	PH-11182-18350
18X45	PH-11182-18450

Materyal
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik
Ürünlerin üzeri Titanyum
plasma Sprey yöntemiyle
Titanyum tozu ve
HAP kaplanmaktadır



Kalkar Destekli Çimentolu Femoral Stem

Ölçü	Ürün Kodu
10X25	PH-11181-10250
10X35	PH-11181-10350
10X45	PH-11181-10450
12X25	PH-11181-12250
12X35	PH-11181-12350
12X45	PH-11181-12450
14X25	PH-11181-14250
14X35	PH-11181-14350
14X45	PH-11181-14450
16X25	PH-11181-16250
16X35	PH-11181-16350
16X45	PH-11181-16450
18X25	PH-11181-18250
18X35	PH-11181-18350
18X45	PH-11181-18450

Materyal
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik
Cone 12/14 Ürünlerin
üzeri kumlama
yapılmaktadır.



Modular Cone Protez

Modular Stem

Ölçü	Ürün Kodu
Boyut 12 mm	PH-31245-12
Boyut 13 mm	PH-31245-13
Boyut 14 mm	PH-31245-14
Boyut 15 mm	PH-31245-15
Boyut 16 mm	PH-31245-16
Boyut 17 mm	PH-31245-17
Boyut 18 mm	PH-31245-18

Modular Gövde

Ürün Kodu	Ölçü
PH-31246-A125-S	Boyut A-125-S
PH-31246-A125-L	Boyut A-125-L
PH-31246-A135-S	Boyut A-135-S
PH-31246-A135-L	Boyut A-135-L
PH-31246-B125-S	Boyut B-125-S
PH-31246-B135-L	Boyut B-135-L

Materyal
Titanyum

Özellik
Cone 12/14 Ürünlerin
üzeri kumlama
yapılmaktadır.

ProHip



Standart Tip Çimentolu Femoral Stem

Materyal	Ürün Kodu	Ölçü
CoCrMo ALAŞIMI	PH-11154-03	Boyut-3
Özellik	PH-11154-05	Boyut-5
Cone 12/14 Ürünlerin üzeri kumlama yöntemiyle	PH-11154-07	Boyut-7
Titanyum tozu ve HAP kaplanmaktadır.	PH-11154-09	Boyut-9



Standart Tip Çimentosuz Femoral Stem

Materyal	Ürün Kodu	Ölçü
CoCrMo ALAŞIMI	PH-11156-140	Boyut 2
Özellik	PH-11156-144	Boyut 3
Ürünlerin üzeri Titanyum plasma Sprey yöntemiyle	PH-11156-148	Boyut 4
Titanyum tozu ve HAP kaplanmaktadır	PH-11156-153	Boyut 5
	PH-11156-157	Boyut 6
	PH-11156-164	Boyut 7
	PH-11156-168	Boyut 8
	PH-11156-179	Boyut 9
	PH-11156-181	Boyut 10

Küre

Materyal
CoCrMo ALAŞIMI

Özellik
İç Çap 12/14 koniktir



Ölçü	Ürün Kodu
28/-9	PH-1119-2809
28/-6	PH-1119-2806
28/-3	PH-1119-2803
28/ 0	PH-1119-2800
28/+3	PH-1119-283
28/+6	PH-1119-286
28/+9	PH-1119-289
32/-9	PH-1119-3209
32/-6	PH-1119-3206
32/-3	PH-1119-3203
32/ 0	PH-1119-3200
32/+3	PH-1119-323
32/+6	PH-1119-326
32/+9	PH-1119-329
36/-9	PH-1119-3609
36/-6	PH-1119-3606
36/-3	PH-1119-3603
36/ 0	PH-1119-3600
36/+3	PH-1119-363
36/+6	PH-1119-366
36/+9	PH-1119-369
40/-9	PH-1119-4009
40/-6	PH-1119-4006
40/-3	PH-1119-4003
40/ 0	PH-1119-4000
40/+3	PH-1119-403
40/+6	PH-1119-406
40/+9	PH-1119-409



Acetabular Cup Dual Kaplama

Ölçü	Ürün Kodu	Materyal
	TİTANYUM ALAŞIMI	CoCrMo ALAŞIMI
ÇAP 42	PH-31213-42	PH-11216-42
ÇAP 44	PH-31213-44	PH-11216-44
ÇAP 46	PH-31213-46	PH-11216-46
ÇAP 48	PH-31213-48	PH-11216-48
ÇAP 50	PH-31213-50	PH-11216-50
ÇAP 52	PH-31213-52	PH-11216-52
ÇAP 54	PH-31213-54	PH-11216-54
ÇAP 56	PH-31213-56	PH-11216-56
ÇAP 58	PH-31213-58	PH-11216-58
ÇAP 60	PH-31213-60	PH-11216-60
ÇAP 62	PH-31213-62	PH-11216-62




Bipolar Çup

Materyal	Ürün Kodu	Ölçü
CoCrMo ALAŞIMI	PH-1120-40	ÇAP 40
Özellik	PH-1120-42	ÇAP 42
İç Çap 28 mm küreye uygundur.Segman kilitlemelidir.İç yapısı UHMW-PE den imal edilmiştir.	PH-1120-44	ÇAP 44
	PH-1120-46	ÇAP 46
	PH-1120-48	ÇAP 48
	PH-1120-50	ÇAP 50
	PH-1120-52	ÇAP 52
	PH-1120-54	ÇAP 54
	PH-1120-56	ÇAP 56
	PH-1120-58	ÇAP 58
	PH-1120-60	ÇAP 60



ProHip



Acetabular Cup Liner

Materyal
UHMW-PE

Özellik
UHMW-PE Mamül
Liner 0, 10 ve 20 derece
seçeneklidir

Ürün Kodu			Ölçü
0 DERECE	10 DERECE	20 DERECE	
PH-2223-02842	PH-2223-102842	PH-2223-102842	42/28
PH-2223-02844	PH-2223-102844	PH-2223-102844	44/28
PH-2223-02846	PH-2223-102846	PH-2223-102846	46/28
PH-2223-02848	PH-2223-102848	PH-2223-102848	48/28
PH-2223-03248	PH-2223-103248	PH-2223-103248	48/32
PH-2223-03250	PH-2223-103250	PH-2223-103250	50/32
PH-2223-03252	PH-2223-103252	PH-2223-103252	52/32
PH-2223-03654	PH-2223-103654	PH-2223-103654	54/36
PH-2223-03656	PH-2223-103656	PH-2223-103656	56/36
PH-2223-03658	PH-2223-103658	PH-2223-103658	58/36
PH-2223-04060	PH-2223-104060	PH-2223-104060	60/40
PH-2223-04062	PH-2223-104062	PH-2223-104062	62/40

Dual-Mobilite Cup Çimentolu

Materyal

CoCrMo ALAŞIMI

St. Steel

Özellik

İç Çap 28 mm küreye
uygundur.İç yapısı
UHMW-PE den imal
edilmiştir.

Ürün Kodu

Ölçü

PH-11217-42	ÇAP 42
PH-11217-44	ÇAP 44
PH-11217-46	ÇAP 46
PH-11217-48	ÇAP 48
PH-11217-50	ÇAP 50
PH-11217-52	ÇAP 52
PH-11217-54	ÇAP 54
PH-11217-56	ÇAP 56
PH-11217-58	ÇAP 58



Çimentolu Cup

Materyal
UHMW-PE

Özellik
İç Çap 28 mm küreye
uygundur.

Ürün Kodu

Ölçü

PH-2224-42	ÇAP 42
PH-2224-44	ÇAP 44
PH-2224-46	ÇAP 46
PH-2224-48	ÇAP 48
PH-2224-50	ÇAP 50
PH-2224-52	ÇAP 52
PH-2224-54	ÇAP 54
PH-2224-56	ÇAP 56
PH-2224-58	ÇAP 58



ProHip



Dirsek Protezi

Ürün Kodu		Materyal
Sağ	Sol	
PE-11183-R	PE-11183-L	CoCrMo ALAŞIMI St. Steel
		Özellik Anatomik yapıdaki ürünlerin üzeri kumlama yapılmaktadır.

ProElbow



Posterior Polyaxial Pedicle Screw



Posterior Monoaxial Pedicle Screw Spondylolysis



Posterior Polyaxial Pedicle Cannulated Screw



Posterior Polyaxial Pedicle Screw



Posterior Monoaxial Pedicle Screw Spondylolysis




Hemispherical Multiaxial Pedicle Screw


ProSpine




Laminar Hook




Pedicle Hook




Posterior Rod




Posterior Rod, Dynamic



Posterior Rod, Hexagonal




Transverse Connector




Multiaxial Transverse Connector




Multiaxial Transverse Connector




Posterior Monoblock Connector, Domino



Posterior Monoblock Connector



Posterior / Anterior Lateral Connector




Posterior / Anterior Lateral Connector



Posterior Cervical Plate, Occipital



Anterior Cervical Screw, Locked



Anterior Cervical Plate, Locked

ProSpine



Lumber Facet Screw




Lumber Facet Fusion System, Rigid




Lumber Facet Fusion System, Expandable




Cervical Cage Peek



Cervical Cage Peek, With Blade



Cervical Cage Peek, Expandable



Plif Lumber Cage Peek



Plif Lumber Cage Peek , Expandable



Plif Lumber Cage Peek , With Blade




Tlif Lumber Cage Peek



Cervical Corpektomy Cage Titanium, Expandable


Cervical Disc Prosthesis Titanium



Lumber Disc Prosthesis Peek



Lumber Disc Prosthesis Titanium





Lumber Corpektomy Cage Titanium, Expandable





OEM CAPABILITIES



-- 3D PROTOTYPING + DESIGN



-- CASTING



-- HAP + TITANIUM COATING



-- INSTRUMENT MANUFACTURING

